

Promociones Iberia

Abril - septiembre 2019



Restoratives



Prevention



Endodontics



Kerr Restauración

Descubra nuestras ofertas en soluciones restauradoras directas e indirectas.

Página 2



Kerr Prevención

Consulte nuestras promociones en Profilaxis y Control de la infección.

Página 11



Kerr Endodoncia

Descubra las soluciones Kerr para sus tratamientos de Endodoncia.

Página 13

La fuerza de dos
para todos sus retos.

OptiBond eXTRa Universal
Página 6



Harmonize

Resultados estéticos incomparables

Descubra unos resultados estéticos naturales gracias al tamaño y la forma especialmente controlados y a la configuración de las nanopartículas de la Adaptive Response Technology de Harmonize:

- Reflexión y difusión de la luz **similares a las del esmalte humano**.
- **Efecto camaleónico realzado** para un mejor mimetismo.

Manipulación más sencilla

Descubra un modo más sencillo de esculpir la anatomía de su composite, gracias a la combinación de nanopartículas esféricas y exclusivas de la adaptive response technology de Harmonize y a su modificador reológico patentado:

- **Viscosidad adaptativa durante la aplicación**, que depende de la presión que se ejerce con el instrumento.
- **Adherencia minimizada sin goteos**. No es necesario rehacer el trabajo.

Resistencia excepcional

Confíe en la duración de las restauraciones gracias a al sistema de relleno reforzado que se forma con la interacción de las nanopartículas con tecnología de respuesta adaptativa de Harmonize:

- **Mayor resistencia**, gracias a la carga de relleno más elevada (81 % de carga).
- **Mayor unión entre la resina y el relleno**, que proporciona un rendimiento duradero.



4g

○ Harmonize Jeringa

Oferta

37 €

P.V.P. recomendado

~~65,70 €~~



20 x 0,25g

○ Harmonize Unidose

Oferta

47 €

P.V.P. recomendado

~~90 €~~

SonicFill 2

Composite para restauraciones BulkFill

Adaptación

El composite de SonicFill incluye una resina patentada con relleno elevado y modificadores especiales que reaccionan ante la energía sónica. Como la energía sónica se aplica a través de la pieza de mano, el modificador provoca una disminución de la viscosidad (de hasta un 84%), lo cual aumenta la capacidad de fluido del composite y permite una colocación rápida y una adaptación exacta a las paredes de la cavidad. Cuando se detiene la energía sónica, el composite recupera una mayor viscosidad, un estado de consistencia perfecto para modelar y contornear

Integridad marginal y tensión por contracción

SonicFill 2 presenta una tensión por contracción menor que la de otros composites convencionales o de obturación en bloque, a fin de favorecer la integridad marginal y reducir la sensibilidad postoperatoria.

Propiedades mecánicas y estéticas

Al colocar una restauración en bloque no hay por qué renunciar al rendimiento al que nos han acostumbrado los composites de resina. SonicFill 2 utiliza un nuevo sistema de relleno de óxido de zirconio a nanoescala que ofrece una excelente solidez, capacidad de pulido, resistencia al desgaste y otras importantes propiedades mecánicas que garantizan restauraciones de alto valor estético y gran duración, algo que tanto usted como sus pacientes sabrán valorar.

Profundidad de polimerización

SonicFill 2 utiliza el índice de refracción y un mecanismo de polimerización más eficaz que permite que la profundidad de polimerización alcance los 5 mm, a la vez que conserva la opacidad suficiente para generar unos buenos resultados estéticos.



Pack 6 SonicFill 2 + pieza de mano

SonicFill 20 Tips Unidose x 0,25g (P.V.P. recomendado 93,00 €)
 O 36047 - A1 O 36048 - A2
 O 36049 - A3 O 36050 - B1

1x pieza de mano SonicFill (P.V.P. recomendado 843,55 €)
 O 1.007.7401

Oferta

480 €

P.V.P. recomendado

1.041,55 €



Pack 2 reposiciones SonicFill 2

Reposiciones SonicFill
 O 36047 - A1 O 36048 - A2
 O 36049 - A3 O 36050 - B1

57,00€/ud

Oferta

114 €

P.V.P. recomendado

186 €



Herculite XRV Ultra

Composite universal para anteriores y posteriores



Herculite XRV Ultra Mini Kit Jeringa con OptiBond Solo Plus

O 33860 - Herculite XRV Ultra Mini Kit Jeringa con OptiBond Solo Plus
3x Jeringas (4 g): Esmalte A2 y A3, Dentina A2,
1x OptiBond Solo Plus botella (5 ml),
1x Jeringa gel grabador (3 g),
25x Pocillos de mezcla,
50x Puntas de aplicación.

Oferta

60 €

P.V.P. recomendado

105,50 €

Gel Etchant Jumbo

Ácido ortofosfórico al 37,5%



Gel Etchant Jumbo

O 34632
30 g gel grabador en jeringa Jumbo,
2x jeringas intraorales vacías,
30x puntas dispensadoras,
1x conector Luer para rellenar las jeringas intraorales.

Oferta

45 €

P.V.P. recomendado

68,80 €

OptiBond FL

Kit Botella



OptiBond FL Bottle Kit

O 26684 E
1x Primer x 8 ml
1x Adhesivo x 8 ml
3g Gel Etchant.

Oferta

136 €

P.V.P. recomendado

220 €

Guía de Selección OptiBond

	OptiBond™ FL Dos componentes. 48% de relleno	OptiBond™ Solo™ Plus Un componente. Grabado total	OptiBond™ eXTRa Universal Dos componentes. Universal	OptiBond™ Universal Un componente. Universal
Indicaciones				
Directa	✓	✓	✓	✓
Indirecta	✗ ¹	✓	✓	✓
Anterior	✓	✓	✓	✓
Posterior	✓	✓	✓	✓
Sustratos				
Dentina/Esmalte/Dentina sin cortar	✓	✓	✓	✓
Todas las cerámicas Incluyendo cerámica disilicato de litio	✗ ¹	✓ ²	✓	✓
Coronas de Metal Incluye las basadas en zirconia y alúmina	✗ ¹	✓	✓	✓
Inlay/Onlays	✗ ¹	✓	✓	✓
Reconstrucción de muñones	✓	✓	✓	✓
Cementación de postes	✗ ¹	✓ ³	✓	✓ ³
Reparación de Metal/Composite	✓	✓	✓	✓
Reparación de Porcelana	✓	✓	✓	✓
Sellado de Amalgama	✓	✓	✓	✓
Productos Auxiliares necesarios				
Gel grabador	●	●	● ⁴	● ⁴
Silano	-	●	● ⁵	● ⁵
Imprimador para metal	-	● ⁵	● ⁵	● ⁵
Fraguado total sin luz Prestación para cementación	-	●	● ⁶	●
Compatibilidad del adhesivo				
Compatible con todos los cementos de resina y reconstructores de muñones	-	● ³	● ⁷	● ³

Notas

1. No indicado debido al elevado grosor de la película
2. Uso con Silano

3. Uso solo con cemento NX3

4. Opcional

5. No se requiere

6. Con cemento NX3

7. Compatible con cualquier cemento de resina

Leyenda

- ✓ Recomendado
- ✓ Recomendación secundaria
- ✗ No recomendado

- Sí
- Opcional
- No



La fuerza de dos para todos sus retos.



La consistencia proporciona los mejores resultados.

Presentamos OptiBond eXTRa Universal, nuestro exclusivo agente adhesivo Universal de dos componentes para obtener unos resultados de adhesión superiores con la facilidad de un único protocolo, en cualquier situación clínica.

- Resultados de adhesión superiores gracias al GPDM y al Sistema de disolvente ternario patentados.
- Compatibilidad con cualquier sustrato sin necesidad de usar productos auxiliares, gracias a una exclusiva tecnología de PH inteligente.
- Excelentes resultados estéticos gracias al reducido grosor de la película.

Sea uno de los primeros en probarlo:
www.kavokerr.com/pruebe-eXTRa



OptiBond™ eXTRa Universal
Agente adhesivo universal
de dos componentes

OptiBond Universal

Single-Component Universal Adhesive



Resistencia demostrada.

Esta tecnología patentada, que combina el monómero de OptiBond GPDM y el innovador Ternary Solvent System de Kerr, permite que la adhesión sea fiable tanto en el esmalte como en la dentina.



Protección contra la sensibilidad postoperatoria.

Gracias a las propiedades hidrofílicas de OptiBond Universal, es posible penetrar en profundidad en los túbulos dentinarios y proteger así el diente contra las microfiltraciones. Además, se aumenta la protección contra la sensibilidad postoperatoria.



Versatilidad total.

OptiBond Universal ofrece la posibilidad de confiar en una fórmula probada que es efectiva con diferentes sustratos y técnicas, desde el grabado total hasta el autograbado y el grabado selectivo.



Una botella. Una sola capa.

El atractivo de OptiBond Universal radica en su simplicidad. La fórmula avanzada combina imprimación, adhesivo y agente grabador en un solo envase, y es efectiva con tan solo una capa.



Éxito que viene de lejos.

Con más de 20 años de éxito clínico en todo el mundo, la marca OptiBond es un modelo de referencia en adhesión, con resultados fiables y soluciones orientadas al cliente.



OptiBond Universal Botella 5ml

O 36519

Oferta
65 €

P.V.P. recomendado
97 €



Maxcem Elite

Kit Estándar



Maxcem Elite Kit Estándar

○ 34055
5x jeringas de 5 g (2 transparente, 1 blanco, 1 blanco opaco, 1 amarillo);
24x puntas de automezcla (normales);
16x puntas de automezcla (abertura ancha);
8x puntas intrabucles;
8x puntas del canal radicular;
1x guía técnica.

Oferta

135 €

P.V.P. recomendado

237 €

NX3

Composite universal para anteriores y posteriores



Tecnología one-peel™ para facilitar la eliminación del exceso.



Su pasta catalizadora sin bpo e iniciador sin aminas minimizan el cambio de color para aumentar la duración de las restauraciones estéticas.



La mejora de la compatibilidad y la baja solubilidad en agua ofrecen una resistencia adhesiva inigualable.



Rendimiento¹ estable y duradero que genera unos resultados predecibles.



Niveles de radiopacidad elevados² que facilitan la identificación en radiografías.



Se puede usar incluso para cementar postes y como material para reconstrucción de muñones.

NX3 Jeringas Dual Cure 5 g

50x Puntas de aplicación
○ 33643 - Transparente
○ 33644 - Blanco
○ 33645 - Amarillo
○ 33646 - Blanqueador
○ 33647 - Blanco opaco



Oferta

58 €

P.V.P. recomendado

91,51 €

Temp-Bond

Cemento provisional

Temp-Bond es un cemento provisional basado en óxido de zinc autopolimerizable indicado para coronas, puentes o férulas.

La consistencia suave de Temp-Bond permite una manipulación excepcional y un asentamiento sencillo y completo de la restauración. Temp-Bond soporta la masticación, sella la restauración e impide las filtraciones, a la vez que permite una fácil extracción si se desea.

- Diferentes opciones de presentación.
- Alta resistencia adhesiva.
- Fácil extracción



Temp-Bond Estándar en tubo

O 61087
1 tubo de base de 50 g;
1 tubo de acelerador de 15 g;
1 bloque de mezcla.

Oferta

20 €

P.V.P. recomendado

~~33 €~~



Temp-Bond Clear Automix

O 33351EU - Transparente
1 jeringa de 6 g, 20 puntas de mezcla

Oferta

36 €

P.V.P. recomendado

~~57,81 €~~



Temp-Bond Original

O 33684 - Temp-Bond Original
2 jeringas de 11,8 g; 20 puntas de mezcla.

Oferta

40 €

P.V.P. recomendado

~~67,36 €~~



Temp-Bond NE

O 33685 - Temp-Bond NE - Sin Eugenol
2 jeringas de 11,7 g; 20 puntas de mezcla.

Oferta

40 €

P.V.P. recomendado

~~57,81 €~~



Optidisc

El disco para todas sus necesidades de acabado y pulido

Tipo de disco	indicado para	Anterior Superficie convexa o plana	Posterior Superficie convexa o plana	Zona interproximal
Extragrueso C x 80	Desbastado y contorneado Para ajustar la forma geométrica primaria.			
Grueso/Medio C x 100	Acabado Para retirar el composite sobrante, modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales y anatomía secundaria.			
Fino C x 100	Pulido Para eliminar las marcas de superficie y reducir la rugosidad superficial a menos de Ra = 0,35 µm.			
Extrafino C x 100	Pulido con brillo elevado Para reducir la rugosidad superficial a fin de obtener un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm.			



Oferta
22 €

P.V.P. recomendado
39,70 €

Metafix

Sistema de matrices con un innovador sistema integrado de tensionado y apertura.



Metafix reposición

C x 50 unidades
O 3601 - Pequeñas
O 3602 - Medianas
O 3603 - Grandes

Oferta
46 €


P.V.P. recomendado
71,40 €

Cleanic en tubo

Pasta para profilaxis universal con acción limpiadora integrada



Todo en uno



Tecnología
Perlita Patentada



Ahorro de
tiempo



Comprobado
científicamente



Tubo x 100 g
 O 3180 - Cleanic Menta
 O 3182 - Cleanic Manzana
 O 3183 - Cleanic Menta sin Flúor
 O 3184 - Cleanic Light
 O 3186 - Cleanic Frutas del Bosque

Oferta
16 €

P.V.P. recomendado
27,30 €

Prophy Box S31, S33 o S53

Ref. Descripción

KaVo SMARTmatic PROPHY S31

3180	Kerr Cleanic en tubo con fluoruro – Menta 100g
3186	Kerr Cleanic en tubo con fluoruro – Frutos del bosque 100g
5500	Kerr OptiView – Kit estándar (2 pcs.)
1810/30	Kerr Pro-Cup – Suave - Enganche a rosca (30ud)
3151	Kerr Prophy Clips – Esterilizable en autoclave - Azul (6ud)
7500 BUN	Prophy Box S31 – Rosca

Ref. Descripción

KaVo SMARTmatic S53

3180	Kerr Cleanic en tubo con fluoruro – Menta 100g
3186	Kerr Cleanic en tubo con fluoruro – Frutos del bosque 100g
5500	Kerr OptiView – Kit estándar (2 pcs.)
990/30	Kerr Pro-Cup – Suave - Enganche CA (30 ud)
3151	Kerr Prophy Clips – Esterilizable en autoclave - Azul (6ud)
7502 BUN	Prophy Box S53 – CA

Ref. Descripción

KaVo SMARTmatic PROPHY S33

3180	Kerr Cleanic en tubo con fluoruro – Menta 100g
3186	Kerr Cleanic en tubo con fluoruro – Frutos del bosque 100g
5500	Kerr OptiView – Kit estándar (2 pcs.)
957/30	Kerr Prophy Cups – Enganche a presión - Laminadas blanda (30ud)
3151	Kerr Prophy Clips – Esterilizable en autoclave - Azul (6ud)
7501 BUN	Prophy Box S33 – Enganche a presión



325 €



CaviWipes



Totallitas fabricadas con un tejido de 7 capas, con una textura similar a la tela e impregnadas con la solución desinfectante Cavicide.

- Permiten una efectiva eliminación de la suciedad y una rápida desinfección de amplio espectro de las superficies e instrumental, en solo 3 minutos.

O 4731160
12 Botes x 160 toallitas presaturadas (15,24 x 17,15 cm)

Cada toallita a 0,039€

Oferta
75 €

P.V.P. recomendado
118,65 €

Implant Deplaquers

Dental Implant Deplaquers



Implant Deplaquers - Refill x 2 ud

O 1361 - Implant Deplaquer Orofacial
O 1351 - Implant Deplaquer Universal

Oferta
35 €

P.V.P. recomendado
56,80 €

Sensor Cover

Cubre-sensor desechable para sistema digital de rayos X.



O 3735
C x 500 fundas de 3,5 cm x 20,5 cm

Oferta
16,50 €

P.V.P. recomendado
26,40 €

O 3736
C x 500 fundas de 4 cm x 21 cm

Oferta
16,50 €

P.V.P. recomendado
26,80 €

elementsfree



Innovador dispositivo inalámbrico para obturación tridimensional del conducto radicular con la técnica de condensación de onda continua. Elementsfree se compone de dos dispositivos:

- Unidad Downpack, para sellado del tercio apical utilizando los Plugger Buchanan.
- Unidad Backfill, para obturación del conducto con guttapercha en cartucho.

O 973-0500-TYPEF - elementsfree System

Oferta

1.800 €

P.V.P. recomendado

~~2.295 €~~

Gutta Percha

Cartridge

- O 972-2501 - Viscosidad Baja 25G
- O 972-2500 - Viscosidad Media 23G
- O 972-2502 - Viscosidad Alta 23G



Oferta

40 €

P.V.P. recomendado

~~62 €~~

Heat

Plugger Buchanan



- O 952-0004 - Fino 06
- O 952-0005 - fino/medio 08
- O 952-0006 - medio 10
- O 952-0007 - medio/grande 12

Oferta

65 €

P.V.P. recomendado

~~89.89 €~~

O 952-0031 extra fino 04

Oferta

65 €

P.V.P. recomendado

~~90,78 €~~



Gutapercha

Autofit

- 972-0100 - conicidad 06-12
- 972-0101 - conicidad 04
- 972-0102 - conicidad 06
- 972-0103 - conicidad 08
- 972-0104 - conicidad 10
- 972-0105 - conicidad 12L
- 972-0107 - conicidad 12S
- C x 50



Oferta

21,50 €

P.V.P. recomendado

29,93 €

Guttapercha

Estándar

- Nº15 a 80
- 14382 a 14391
- C x 120 (6 viales x 20 puntas)



Oferta

11,50 €

P.V.P. recomendado

18,24 €

Soft Core

- 972-3020 #20
- 972-3025 #25
- 972-3030 #30
- 972-3035 #35
- 972-3040 #40
- 972-3045 #45
- 972-3050 #50
- 972-3055 #55
- 972-3060 #60
- C x 6



Oferta

16 €

P.V.P. recomendado

20,64 €

Pulp Canal Sealer

- 24875
- 10,5g polvo + 4 ml líquido



Oferta

73 €

P.V.P. recomendado

109,63 €

Apex ID

Localizador digital de ápice



1. Tamaño real (6,5 cm x 9,5 cm o 2,56" x 3,74")
2. Pantalla a color fácil de leer
3. Punto cero opcional establecido por el usuario
4. Inalámbrico
5. Base equilibrada para una colocación estable

Apex ID

O 972-0090
 1 Apex ID;
 1 soporte;
 5 ganchos para labios;
 2 clips para lima;
 1 sonda;
 1 cable para sonda;
 1 instrucciones de uso de Apex ID;
 3 pilas AAA de 1,5 V

Oferta

570 €

P.V.P. recomendado

756,11 €

Limas K

Limas Manuales



C x 6
 N° 10 a 40

Oferta

6,20 €

P.V.P. recomendado

9,25 €

C x 6
 N° 45 a 70

Oferta

8 €

P.V.P. recomendado

12,39 €

Limas K3

Lima de NiTi

C x 6



Oferta

33 €

P.V.P. recomendado

46,72 €

Limas TF Adaptive

Sistema intuitivo

C x 4

817-4203 - SM1 23mm	817-8253 - ML1 23mm
817-4207 - SM1 27mm	817-8257 - ML1 27mm
817-6253 - SM2 23mm	817-6353 - ML2 23mm
817-6257 - SM2 27mm	817-6357 - ML2 27mm
817-4353 - SM3 23mm	817-4503 - ML3 23mm
817-4357 - SM3 27mm	817-4507 - ML3 27mm

C x 3 TFA + 3 limas manuales

817-3003 - Pequeño 23mm
 817-3007 - Pequeño 27mm
 817-4003 - Mediano/Grande 23mm
 817-4007 - Mediano/Grande 27mm



Oferta

34 €

P.V.P. recomendado

48,79 €

dental²

Duplicando la excelencia. KaVo y Kerr se unen.

Un **compromiso compartido** para aumentar la competitividad, innovación y adaptabilidad de nuestros productos en el mercado dental.

KaVo y Kerr unen sus fuerzas y se fusionan para ofrecer la excelencia dental **que cubre todas sus necesidades:**



Sillones
Dentales



Instrumentos



Imaging



Endodoncia



Prevención



Restauración

Conozca el nuevo mundo de la Excelencia dental:
www.kavokerr.com/una-vision

Precios válidos excepto error tipográfico



Distribuidores Kerr España

- ASP Dent
- Broker Dental
- Casa Schmidt
- Dental Estevez
- Dental Express
- Dental Ibérica
- Dental VIP
- Dental Vita
- DVD
- Endovations
- Henry Schein
- Master Dental
- Paradentum
- Proclinic
- Ravagnani
- Riodent
- Royal Dent
- Distribuidor Mayorista
- Internacional Ventur



Distribuidores Kerr Portugal

- A. Cabral
- Apex
- Cadimadente
- Casa Schmidt
- Dental Express
- DentaLeader
- Douromed
- Henry Schein
- Lisdente
- Machado Malcher
- Proclinic
- Ravagnani
- Xis-Dente
- Distribuidor Mayorista
- Internacional Ventur