

EQUIPO DENTAL

# SCOUT



# EQUIPO DENTAL SCOUT

DISEÑO ÚNICO, PRESTACIONES INNOVADORAS

## Nuestro GALBIATI LAB, 100 % italiano

El Departamento de Investigación y Desarrollo ha creado SCOUT, un **equipo dental revolucionario**, de alta gama, con un diseño totalmente italiano y que se caracteriza por su alto desempeño y excelente ergonomía.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Modelo:** equipo dental con sistema de elevación vertical
- **Alimentación:** 110 VCA (EE. UU.) - 230 VCA (UE)
- **Frecuencia:** 50 Hz/60 Hz
- **Potencia:** 650 VA
- **Presión de alimentación del aire:** 0,5 Mpa
- **Presión atmosférica:** 70 KPa a 106 KPa
- **Presión de alimentación del agua:** 0,6 MPa
- **Dureza del agua:** 8,4 dH a 12 dH

### PRESTACIONES

- Sistema de regulación de la velocidad y potencia de los instrumentos rotatorios
- Inversión de rotación del micromotor
- Regulación del par del micromotor (0-100 %)
- Mando para el sistema de desinfección de los instrumentos
- Sistema de bloqueo integrado (sillón bloqueado durante el funcionamiento de los instrumentos)
- Regulación de la posición del asiento con 4 memorias configurables
- Interruptor de encendido/apagado para el enfriamiento de los instrumentos
- Sistema de aspiración centralizado
- Sistema de desinfección con 2 botellas (solución de agua destilada y desinfección)



## Grupo de agua

### Sistema de aspiración

Aspirador de saliva  
Diferentes sistemas de aspiración

### Higiene:

Sistema con botella de agua limpia

Sistema de desinfección

Ambos sistemas

## Panel de control de mandos

- Regulación del spray de los instrumentos
- Instrumento de iluminación on/off
- Limpieza de los canales de spray después del uso de los instrumentos
- Inversión de la rotación del micromotor on/off
- Función Giromatic
- Configuración del límite mediante panel de control o activación mediante pedal
- Activación del programa de desinfección de instrumentos
- Activación/desactivación del llenado del vaso
- Función de enjuague de la escupidera del grupo de agua
- Función de parada de seguridad del asiento
- Fibra óptica de los instrumentos on/off
- Función de control de los movimientos del asiento

## LÁMPARA CIALÍTICA

ALYA LED



MAIA LED



EDI



Pedal multifunción

Monitor

Sistema S.P.R.I.D.O

Sistema de mangueras colgantes

# Galbiati

EXPERIENCIA Y CALIDAD DESDE 1935

Cuando un producto no funciona como debería o no le gusta a nuestros clientes, lo tomamos como un desafío.

Nuestro orgullo italiano nos obliga a asegurarnos de que de nuestra empresa salgan solamente productos bellos, funcionales y accesibles para todos.

Nuestro compromiso diario es satisfacer completamente a nuestros clientes, haciéndolos formar parte de la familia y atendéndolos antes, durante y después de la compra con la misma pasión y dedicación.



GALBIATI ITALIA srl  
via Umbria 10  
20090 Segrate Milano - ITALIA

[www.galbiati.com](http://www.galbiati.com)  
[info@galbiati.com](mailto:info@galbiati.com)