

UNIDADE DENTÁRIA

# SCOUT



# UNIDADE DENTÁRIA SCOUT

DESENHO ÚNICO, DESEMPENHOS INOVADORES

## O nosso GALBIATI LAB, 100% italiano

O Departamento de investigação e desenvolvimento criou a SCOUT, a revolucionária unidade dentária, classe premium, com o desenho inteiramente italiano, caracterizado por altos desempenhos e excelente ergonomia.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Modelo:** unidade dentária com sistema de elevação vertical
- **Alimentação:** 110 v ac (US) - 230 v ac (EU)
- **Frequência:** 50 hz / 60 hz
- **Potência:** 650 VA
- **Pressão de alimentação do ar:** 0,5 Mpa
- **Pressão Atmosférica:** 70 KPa a 106 KPa
- **Pressão de alimentação da água:** 0,6 MPa
- **Dureza da água:** 8,4 dh a 12 dh

### PRESTACIONES

- Sistema de regulação da velocidade e da potência dos instrumentos rotatórios
- Inversão de rotação do micro-motor
- Regulação do binário do micro-motor (0-100%)
- Comando para o sistema de desinfecção dos instrumentos
- Sistema de bloqueio integrado (cadeira bloqueada durante o funcionamento dos instrumentos)
- Regulação da posição do assento com 4 memórias configuráveis
- Interruptor on/off para o arrefecimento dos instrumentos
- Sistema de aspiração centralizada
- Sistema desinfecção com 2 garrafas (solução de água destilada e desinfecção)



## Unidade hídrica

### Sistema de aspiração

Aspirador de saliva  
Diferentes sistemas de aspiração

### Higiene:

Sistema com garrafa para água limpa

Sistema de desinfecção

Ambos os sistemas

## Painel de controlo e comandos

- Regulação do spray dos instrumentos
- Instrumento de iluminação on/off
- Limpeza dos canais spray após utilização dos instrumentos
- Inversão das rotações do MM on/off
- Função Giromatic
- Definição do limite por meio do painel de controlo ou ativação por meio de pedal
- Ativação do programa de desinfecção dos instrumentos
- Ativação/desativação do enchimento do copo
- Função de enxaguamento da bacia da unidade hídrica
- Função de paragem de segurança do assento
- Fibra ótica instrumentos on/off
- Função controlo movimentos do assento

## LÂMPADA CIRÚRGICA

ALYA LED



MAIA LED



EDI



Pedal multi-função

Ecrã

Sistema S.P.R.I.D.O

Sistema com cordões pendentes

# Galbiati

EXPERIÊNCIA E QUALIDADE DESDE 1935

Quando um produto não funciona como deveria ou não agrada aos nossos clientes, sentimo-nos desafiados.

O nosso orgulho italiano move-nos a sempre fornecer apenas produtos bonitos, funcionais e acessíveis a todos.

O nosso empenho diário é o de satisfazer o nosso cliente em todos os aspetos, para que ele seja parte da família e seja servido antes, durante e após a compra com a mesma paixão e dedicação.



GALBIATI ITALIA srl  
via Umbria 10  
20090 Segrate Milano - ITALIA

[www.galbiati.com](http://www.galbiati.com)  
[info@galbiati.com](mailto:info@galbiati.com)